



PUMABAC DÉSINFECTANT

NETTOYANT DESINFECTANT DE PIÈCES MÉCANIQUES ET OBJETS DIVERS EN MACHINE À ULTRASONS



pH 11

► Désinfectant à large spectre d'activité :
Bactéricide, fongicide, virucide.

► Assure un dégraissage efficace et une
désinfection totale.

► Puissant dégraissant éliminant facilement
les graisses minérales, animales et végétales
ainsi que toutes autres salissures tenaces.

LIEUX D'UTILISATION

Dentiste, podologue, médecin, infirmier, réparateur tel
mobile (désoxydation), Horlogerie, bijouterie, mécanicien, ...

NORMES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : conforme aux normes EN 1276 à 0.3% en 5
min et EN 13697 à 1% en 5 min, en conditions de propreté
et sur les souches additionnelles *Listeria monocytogenes* et
Salmonella typhimurium à 1% en 5 min, en conditions de
saleté.

Fongicide : conforme aux normes EN 1650 et EN 13697, à
2.5% en 15 min, en conditions de propreté.

Virucide : conforme à la norme EN 14476, à 2% en 5 min,
en conditions de propreté sur *Poliovirus type 1*, *Adenovirus
type 5*, *Murine norovirus*.

MODE D'EMPLOI

Suivre les instructions du fabricant de la machine à
ultrasons.

Déterminer la quantité d'eau et de produit nécessaire pour
remplir le bac à ultrasons. Rajouter d'abord l'eau, après le
produit et bien mélanger. S'utilise dilué dans l'eau à 2.5%
pour une activité désinfectante. Faire chauffer la solution (>
60°C). Immerger les pièces dans le bain, de préférence
dans un panier, jusqu'à disparition des salissures. Sortir les
pièces, rincer à l'eau claire et laisser sécher.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide limpide jaunâtre

Odeur : sans parfum

Densité : 1.02

pH : 11

Substance active :

COMPOSÉ DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE,
BENZYL EN C-12-16, ALKYLDIMÉTHYLES, CHLORURES,
(CAS : 68424-85-1)

Type de préparation : **SL** –concentré liquide.

TP02 : Désinfectants et produits algicides non destinés à
l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

TP04 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la
FDS.

Produit Biocide. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants, lunettes.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de
protection individuelle, consultez

AT-PLUS

FT1020004115005-0321 PUMABAC DESINFECTANT