



PASTILLE LINGE DÉTERGENTE DÉSINFECTANTE DÉTACHANTE

Dose
unitaire

3 en 1

Economique
et simple
d'utilisation

pH : 10,5

► Dissolution rapide de la pastille : action immédiate des principes actifs, même à basse température.

► Activateurs de blanchiment actifs dès 30°C.

► Formule renforcée en agents détachants oxygénés sur les taches organiques et les taches grasses.

► Complexe d'agents anticalcaires synergisés pour prévenir du grisaillement du linge lors de lavages répétés en eau dure.

► Utilisable pour tous types de textiles et de fibres.

► Economique, simple et sûre d'utilisation grâce à sa formulation concentrée, pré-dosée en sachet protecteur individuel : pas de surdosage, longue conservation.

► Conforme à la norme Bactéricide EN 1276 à 12 g/L, en 30 minutes et à 40°C en conditions de propreté.

► Pour lave-linge ménager et semi-professionnel.

LIEUX D'UTILISATION

Employé par les collectivités, établissements de santé, foyers, hôtellerie, industries et artisans, pour l'entretien régulier de tous types de linge : coton, synthétique, ...

MODE D'EMPLOI

Lavage machine pour 5 Kg de linge

COTON / COULEURS RÉSISTANTES	Linge peu sale	Linge sale ou très sale
Eau douce ou peu dure (< 25 °TH)	1 tablette	1 tablette
Eau dure ou très dure (> 25 °TH)	1 tablette	2 tablettes
SYNTHÉTIQUES / TEXTILES FRAGILES : Utiliser une demi-tablette.		



Ouvrir le sachet protecteur individuel et introduire 1 à 2 pastilles dans le filet de lavage fourni à cet effet. Introduire le filet dans le tambour de la machine avant le linge. Lancer un cycle de lavage sans pré-lavage.

DÉSINFECTION : Effectuer un pré-lavage avec une pastille et ensuite un lavage selon les dosages recommandés ci-dessus en lavage.

Lavage à la main pour 5 Kg de linge

	Linge peu sale	Linge sale ou très sale
Température de lavage	20°C	30°C
Eau douce ou peu dure (< 25 °TH)	1 tablette	1 tablette
Eau dure ou très dure (> 25 °TH)	1 tablette	2 tablettes

Dissoudre 1 à 2 tablettes dans 5 litres d'eau tiède (20 à 30°C). Plonger le linge directement dans la solution, laisser tremper si nécessaire afin de garantir le détachage et la désinfection du linge.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : tablette ronde.

Couleur : monocouche blanche à points bleus.

Odeur : fleurie.

Conditionnement : Seau de 125 tablettes de 40g en sachet unitaire.

pH (1%) : 10,50 ± 0,50.

Principes actifs : Acide péracétique généré in situ CAS 79-21-0 : 1,5% (m/m). Usage biocide TP02. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020009090444-0216

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com